

## Specification

SYSTEM	Mono & Bipolarna RF
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1MHz
SZEROKOŚĆ IMPULSU	10-800ms
TRYBY PRACY	Frakcyjna RF Mikroigłowa Frakcyjna RF Matrycowa
MAX. ENERGIA	25W
KARTRIDŻE	RF needle RF fractional RF V1 tip 1 pin needle
PULPIT	LCD
WYMIARY (mm)	430mm(wys) x 720mm x 250mm
WAGA	30kg
ZASILANIE	100-240VAC, 50 ~ 60Hz



www.aluna-medical.pl www.daolmed.co.kr

**Cellina**  
FRACTIONAL RF TECHNOLOGY

- + Odmładzanie skóry
- + Zmarszczki
- + Blizny
- + Rozszerzone pory
- + Nadpotliwość
- + Liftingi
- + Rozstępy

  
ALUNA MEDICAL  
Aesthetic Innovations



ALUNA MEDICAL sp. zo.o.

Adres: Warszawa, Polska [www.aluna-medical.pl](http://www.aluna-medical.pl)

Tel: +48 787 002 004; 721 258 403 WhatsApp: +48 721 258 403 E-mail: [aluna@aluna-medical.pl](mailto:aluna@aluna-medical.pl)

BEZPIECZNY I SKUTECZNY DLA WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY

TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO FRAKCJONALNEGO RF

Frakcyjna mikroigła RF (inwazyjna) i frakcyjna matryca RF (nieinwazyjna)  
Cellina została opracowana z myślą o odmładzaniu skóry każdego rodzaju.

### Nieablacyjne + ablacyjne



Dla każdego rodzaju skóry



Minimalne PIH przy mniejszym ryzyku



Dostępne w leczeniu obu naskórka i skóry właściwej

#### Nieablacyjne



Frakcyjna matrycowa RF




Natychmiastowy efekt na łuskach naskórka dający głębokie efekty rozgrzewające z czystym i równomiernym dostarczeniem energii.




Obszar zabiegowy :  
Naskórek i powierzchowna skóra właściwa

#### Ablacyjne



Frakcyjna mikroigłowa RF



Bezpośrednie dostarczenie energii RF do głębokiej skóry właściwej, regulowana głębokość.




Obszar zabiegowy :  
Środkowa i głęboka skóra właściwa

#### PEN RF



Dostarcz energię cieplną o wysokiej częstotliwości do celu związanego z trądzikiem, aby wypalić zarazki i bakterie trądzikowe.




### TRZY NOWOŚCI BEZPIECZNE I PROSTE NIECHIRURGICZNE I SZYBKIE ZABIEGI



#### VR

##### Zabieg obkurczenia pochwy

Możliwy jest efekt skurczu pochwy bez operacji i normalna codzienna rutyna. 7 ~ 10 dni później możliwe jest również współżycie




Wspomaga proliferację kolagenu, co powoduje pogrubienie i napięcie ściany pochwy.

#### VW


##### Regeneracja pochwy

5 minutowa kuracja może to poprawić. Jest bardziej skuteczny w przypadku operacji WNM lub jako dodatkowe leczenie po operacji WNM, która już dawno minęła.



Laser Cellina RF poprawia wygląd zabarwienia poprzez odmłodzenie i wybielenie.

#### Telangiektazje (pajęczki)



Przed Natychmiast po

#### Aktywny trądzik




Przed Po 3 zabiegach

#### Otwórz pory



Przed Po 1 zabiegu

#### Tocząca się blizna



Przed Po 2 zabiegach